

1021623 - Terumo spuiten - 3-delig - luer slip - excentrisch - 20 ml - 1 x 50 st



Beschrijving

Terumo 3-delige spuiten zonder naald maakt een nauwkeurige toediening van medicijnen mogelijk dankzij de nauwkeurige schaalverdelingen. De transparante spuit zorgt ervoor dat luchtballen meteen zichtbaar zijn.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	MDSS20ESE
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none">• Cilinder: polypropyleen• Plunjer polypropyleen• Stamper: thermoplastisch elastomeer (SS-codes), polyisopreenrubber (MDSS-codes)• Glijmiddel: siliconenolie
Latex vrij	Ja
Steriel	Ja
sku	1021623
Inhoud	20 ml
Plaats van de tip	Excentrische tip
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide Radiatie
Tip	Luer slip
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos