

1512843 - Douchetabouret met hygiënische uitsparing Sidney - wit - 50 x 52 cm - 1 st



Beschrijving

Douchekruk Sidney heeft een anti-slip toplaag waardoor hij ideaal is voor het gebruik in de badkamer of andere vochtige omgevingen. De hygiënische uitsparing vergemakkelijkt de intieme hygiëne en het toiletgebruik. De poten hebben aan het uiteinde speciaal ontworpen rubbers die zich vastzuigen aan het oppervlak om voldoende veiligheid en stabiliteit te bieden op gladde oppervlakten. Sidney is in hoogte verstelbaar in functie van de lichaamslengte. De douchetabouret heeft een maximum draagkracht van 150 kg.

Specificaties

Merk	Vermeiren
Product afmetingen	B 50 cm, H 34 cm, L 52 cm
SKU leverancier	8001735
sku	1512843
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk