

## 1601703 - Keiser Seated Leg Curl Air250



### Beschrijving

Leg Curl Air 250 helpt om de hamstrings te trainen, een van de spiergroepen die vaak verwaarloosd worden. Om hier iets aan te doen, ontwierp Keiser de A250 Seated Leg Curl voor een aangenamere zittende positie en om stress op de onderrug te verminderen. Het verstelbare kussen houdt de dijen in een comfortabele en stabiele positie voor optimale resultaten.

- Bilaterale beweging om de spieren symmetrisch te trainen
- Grote digitale display dat weerstand, sets, herhalingen en kracht weergeeft
- Snel, gemakkelijk en nauwkeurig excentrisch belasten
- Verander de weerstand in precieze stappen
- Veelzijdig: 5 methoden om te trainen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Keiser
<b>Product afmetingen</b>	H 116.8 cm
<b>SKU leverancier</b>	001222BP
<b>Weerstand</b>	0-118 kg
<b>sku</b>	1601703
<b>Kleur</b>	Rood
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk