

1600117 - Maimed® MK gaaskompressen - 5 x 5 cm - steriel - 25 x 2 st



Beschrijving

Maimed® MK zijn gebruiksklare steriele gaaskompressen vervaardigd uit 100% katoen in 8 lagen voor verzorging van uitwendige afscheidende en besmette wonden.

Specificaties

Merk	Maimed
Samenstelling	100% katoen
Steriel	Ja
sku	1600117
Aantal per verpakking	25 x 2 st
Lagen	8-laags
Maat	5 x 5 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos