

1106437 - Tork Vloeibare zeepdispenser met armbeugel - S1 - wit - 1 st



Beschrijving

De **Tork** Vloeibare Zeep Dispenser uit de Elevation-lijn met armbeugel is geschikt voor gebieden waar handhygiëne van cruciaal belang is omdat het handsfree dosering mogelijk maakt van zeep en handdesinfectieproducten. De dispenser kan worden gebruikt met een verscheidenheid aan huidverzorgingsproducten van Tork in afgesloten flessen. De dispensers uit de Elevation-lijn hebben een functioneel en modern ontwerp voor moeiteloos onderhoud en intuïtief bijvullen om tijd te besparen. De dispenser is gecertificeerd als eenvoudig in gebruik en promoot goede handhygiëne – zelfs voor mensen met minder kracht in hun handen.

Specificaties

Merk	Tork
Product afmetingen	B 15.2 cm, H 29.6 cm
SKU leverancier	560101
Product diepte	12.4 cm
Samenstelling	Kunststof
sku	1106437
Type dispenser	Dispenser zeep, foam en alcoholgel
Kleur	Wit
Systeem	S1 - Vloeibare zeep system
Type verpakking	Stuk