

## HUN1CT1 - Toco CT1 transducer



### Beschrijving

Upgrade uw bestaande TOCO transducer naar een nieuwe, verbeterde versie. Nieuwe vooruitgangen in de materialen van Huntleigh zorgen ervoor dat de foetale TOCO transducer nog beter contractie monitoring weergeeft. Groter oppervlak, voor een hoger comfort bij mama's van alle maten. Verhoogde gevoeligheid. Waterbestendig, essentieel voor een goede reiniging en infectie controle. Nieuw design dat robuust en hard is, zonder aan comfort in te boeten.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	HUN1CT1
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk