

1574649 - TS 23 verwarmd onderdeken - 150 x 80 cm - 1 st



Beschrijving

Beurer verwarmd onderdeken dat je aangenaam warm houdt met 3 temperatuurstanden en zacht materiaal. Het deken kan gewassen worden in de wasmachine op 30°.

Specificaties

Merk	Beurer
SKU leverancier	31481
Wasbare hoes	Ja
Beveiligingssysteem	Ja
sku	1574649
Vermogen	60 W
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk