

## 1102414 - Opsite post-op - 9,5 x 8,5 cm - 1 x 20 st



### Beschrijving

**S&N** Opsite Post Op is een post-operatief verband dat de voordelen combineert van een hoge vochtdoorlaatbare folie met een beschermend en absorberend niet-klevend wondkussen en een eenvoudig aanbrengsysteem. De kleeflaag heeft REACTIC™ eigenschappen die reageren op de aanwezigheid van vocht, resulterend in een hoge mate van doorlaatbaarheid. Het verband beschermt de wond tegen contaminatie en kruisinfecties, vermindert het risico op exogene contaminatie door bacteriën. De afgeronde hoeken verminderen de kans op oprollen of loslaten, waardoor het verband langer op zijn plaats blijft zitten. Geschikt voor het behandelen van snij- en schaafwonden, post-operatieve wonden en kleine brandwonden.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Smith & Nephew
<b>Kompres</b>	Ja
<b>Geperforeerd</b>	Nee
<b>sku</b>	1102414
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Maat</b>	9,5 x 8,5 cm
<b>Type verpakking</b>	Doos