

1547033 - Digitale opstapweegschaal met bodyfatanalyse met bluetooth BF105 - 180 kg - 1 st



Beschrijving

Digitale opstapweegschaal met bodyfatanalyse en bluetooth. Gebruik de weegschaal voor een volledige analyse van je lichaamswaarden. De grafische evaluatie en trendweergave van uw gegevens helpt u bij het bereiken van uw persoonlijke doelen. Geeft een nauwkeurige analyse van het hele lichaam, nauwkeurige boven- en onderlichaammeting met 8 elektroden. Meet het gewicht, lichaamsvet, % water, % spieren, botmassa, AMR/BMR en calorieën en Bluetooth overdracht naar computer. Heeft een gebruikersgeheugen voor 10 personen.

Voordelen

- Inschakeltechnologie: Button-on
- Automatische uitschakeling
- Overbelasting indicator
- Maximum draagvermogen 180 kg
- Inclusief gratis app "Beurer HealthManager Pro" of "Heathmanager": meetwaarden en lichaamsgegevens worden op elk moment bijgehouden

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Ja
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	180 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
Samenstelling	Elektroden: roestvrij staal
sku	1547033
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale weegschalen met lichaamsvetmeting
Europese Regelgeving	2014/53/EU
Type verpakking	Stuk