

1602283 - Cocune shampoo caps - 1 x 52 st



Beschrijving

Met de Cocune shampoo cap kan het haar van zorgvragers gemakkelijk en zonder geknoei worden gewassen, terwijl ze in bed blijven liggen. De cap is van binnen geïmpregneerd met een speciale shampoo die niet met water hoeft te worden uitgespoeld.

Specificaties

Merk	Cocune
Ingrediënten	Aqua, disodium cocoamphodiacetate, glycerin, PEG-12, Dimethicone, Quaternium-15, DMDH Hydantoin, Methylparaben, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Perfume
sku	1602283
Geur	Geparfumeerd
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Karton