

## 1539713 - Mocom autoclaaf B Classic 17 L - 1 st



### Beschrijving

De **B Classic** van **Mocom** is een betrouwbare en betaalbare autoclaaf voor tandartspraktijken en medische omgevingen. Met drie inhoudsmaten (17, 22 of 28 liter), zes waterlaadopties en slimme connectiviteit biedt dit toestel alles wat nodig is voor een veilige en efficiënte sterilisatie.

#### **Slim waterbeheer**

Toegang via bovenkleppen of frontaansluitingen voor eenvoudig vullen en legen. Een ingebouwde sensor bewaakt de waterkwaliteit voor een langere levensduur van de machine.

#### **Remote support via Easy Check**

Dankzij geïntegreerde WiFi en Ethernet is de autoclaaf klaar voor internetconnectie. Met Easy Check ontvangt het toestel snel technische ondersteuning op afstand, wat stilstand beperkt.

#### **Volledige traceerbaarheid**

Na elke cyclus wordt automatisch een PDF-rapport opgeslagen. Downloaden kan via USB of automatisch via de **DataSter-software**.

#### **Intuïtieve bediening**

Het 3,2" touchscreen biedt een duidelijke en eenvoudige interface. Installatie is snel geregeld via een begeleide opstartprocedure.

#### **Flexibele functies**

- **Uitgestelde start** om het gebruik te optimaliseren
- **Instelbare droogtijd** voor specifieke ladingen
- **Aangepaste cycli** op maat van de gebruiker
- **Gebruikers-ID** met PIN-code voor veilige toegang en logregistratie

**Voordelen op een rij:**

- ? Beschikbaar in 17 – 22 – 28 liter
- ? 6 waterlaadopties + automatische waterkwaliteitscontrole
- ? WiFi en Easy Check remote support
- ? Cyclusdata via USB of software
- ? Duidelijke 3,2" touchscreeninterface
- ? Veilige toegang en gebruiksregistratie

## Specificaties

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Merk</b>                             | Mocom              |
| <b>Gewicht product</b>                  | 50 kg              |
| <b>SKU leverancier</b>                  | 7A210000           |
| <b>sku</b>                              | 1539713            |
| <b>Mogelijkheid aansluiting printer</b> | Ja                 |
| <b>Aantal plateaus</b>                  | 5                  |
| <b>Buitenafmetingen (l x h x d)</b>     | 480 x 500 x 600 mm |
| <b>Binnenafmetingen (dxD)</b>           | 250 x 350 mm       |
| <b>Autonomie</b>                        | 7 - 11 cycli       |
| <b>Volume</b>                           | 17 L               |
| <b>Type verpakking</b>                  | Stuk               |