

## 1510443 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter ds58 - 1 slang - flexiport manchet maat 11 - etui - 1 st



### Beschrijving

De bloeddrukmeter DuraShock DS55 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeters van **Welch Allyn** met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmeters zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmeters.

#### Voordelen

- DuraShock technologie
- Zonder tandwielen
- Hoge bestendigheid tegen schokken
- Geschikt voor zowel links - als rechtshandigen

### Specificaties

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Merk</b>                 | WelchAllyn                 |
| <b>sku</b>                  | 1510443                    |
| <b>Type bloeddrukmeter</b>  | Aneroïde bloeddrukmeters   |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                       |