

1543641 - Beker - flexibele tuit 12 mm - melkweit - 200 ml - 1 st



Beschrijving

Deze melkwitte beker met flexibele tuit 12 mm en maatverdeling is autoclaveerbaar tot 130°C

Specificaties

Deksel	Ja
Handvat	Nee
HACCP-conform	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Ja
Samenstelling	Polypropyleen
sku	1543641
Inhoud	200 ml
Kleur	Wit
Vaatwasmachinebestendig	65°
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk