

1552307 - Rubberelektrode - 6 cm x 8 cm - 2 mm bus - 1 x 2 st



Beschrijving

Rubberelektroden, beschikbaar in verschillende varianten. Te gebruiken in combinatie met verschillende toestellen van Enraf-Nonius (o.a. Endomed 482). Er zijn ook sponshoezen voor deze rubberelektroden verkrijgbaar.

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552307
Maat	6 cm x 8 cm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk