

1560704 - MG 320 Shiatsu HD massagekussen 3-in-1 - 1 st



Beschrijving

Shiatsu luchtcompressie stoelhoes neem je de traditionele Japanse Shiatsu lichaamstherapie mee naar huis, om lekker op de bank of je favoriete fauteuil van te genieten. Eenvoudige bediening met handmatige bedieningsschakelaar, de stoel heeft een ergonomisch schelpvormig zitvorm.

Voordelen

- Wasbare hoes voor rug -en nekleuning vervaardigd uit mesh en velours (mag in wasmachine op 40°)
- Beweging langs wervelkolom, luchtcompressiemassage in het midden -en dijgebied
- Luchtdrukmassage en nekmassage
- Handige haak om op te bergen
- Bevestigd met klittenband
- Timerfunctie 5/10/15 min

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 17 cm, H 82 cm, L 53 cm
SKU leverancier	64809
Warmtefunctie	Ja
Aantal massagekoppen	4
Vermogen	35 W
sku	1560704
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk