

## 1600485 - Instrumentenwagen - in hoogte verstelbaar 83-117 cm - 1 st



### Beschrijving

Assistentietafel in inox, met voetbediening in hoogte verstelbaar en uitgerust met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem. Het dienblad is afneembaar en het maximale draaggewicht bedraagt 50kg. Ideaal voor het aanrijken van medische instrumenten of als extra bijzettafeltje voor patiënten.

### Specificaties

<b>Merk</b>	France Hopital
<b>Product afmetingen</b>	B 60 cm, H 83 cm
<b>Samenstelling</b>	Verchroomd staal
<b>Product diepte</b>	40 cm
<b>sku</b>	1600485
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk