

1543565 - TL 70 daglicht therapielamp - 1 st



Beschrijving

Daglicht therapielamp zorgt voor een beter welzijn in de winter.

- Met een LED-timer voor weergave van behandeltijd
- Lichtintensiteit ca. 10.000 lux (afstand 10 cm)
- Behandeltijd op 5 niveau's (15-120 min)
- LED-technologie is energiebesparend
- Timer met automatische uitschakeling
- Dimmergeheugen met 10 helderheidsniveau's

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 36.6 cm, H 33.5 cm, L 20.3 cm
SKU leverancier	60825
Vermogen	36 W
Afstand	10 cm
Lichtintensiteit	10000 lux
sku	1543565
Type verpakking	Stuk