

## 1543957 - Renol handbeschermer vast - gesloten - 1 paar



### Beschrijving

Het katoenen oppervlak van deze handschoen aan handpalmzijde blijft stevig dankzij het gebruik van een plastic materiaal. De buitenkant is overtrokken met een katoen, waardoor de huid gemakkelijk kan ademen. De patiënt kan geen objecten vastgrijpen of riemen openen. Hij kan geen sondes uittrekken of verbanden verwijderen. Deze handschoen is vooral geschikt voor onrustige patiënten of patiënten die een neiging hebben tot zelfverminking. Omdat de vingers niet gescheiden zijn (wantvorm) kan de patiënt ze toch nog vrijelijk bewegen. Wanneer de patiënt steeds zijn handschoenen wil uittrekken met behulp van zijn mond, zijn er twee ringen waarin een slot kan worden bevestigd.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RCP01238
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1543957
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Paar