

1100104 - Terumo spuiten - 3-delig - luer lock - concentrisch - 10 ml - 1 x 100 st



Beschrijving

Terumo 3-delige spuiten zonder naald maakt een nauwkeurige toediening van medicijnen mogelijk dankzij de nauwkeurige schaalverdelingen. De transparante spuit zorgt ervoor dat luchtballen meteen zichtbaar zijn.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|---|
| Merk | Terumo |
| SKU leverancier | SS*10LE1 |
| Samenstelling | <ul style="list-style-type: none">• Cilinder: polypropyleen• Plunjer polypropyleen• Stamper: thermoplastisch elastomeer (SS-codes), polyisopreenrubber (MDSS-codes)• Glijmiddel: siliconenolie |
| Latex vrij | Ja |
| Steriel | Ja |
| sku | 1100104 |
| Inhoud | 10 ml |
| Plaats van de tip | Concentrisch |
| Sterilisatie methode | Ethyleen oxide Radiatie |
| Tip | Luer lock |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa |
| Type verpakking | Doos |