

1106624 - HEINE dermatoscoop + handvat mini 3000 - 2,5v - halogeen - 1 st



Beschrijving

Moderne dermatoscoop in zakformaat met halogeen lamp. Met XHL dat een authentieke kleurweergave geeft en verlichting die gelijkmatig verdeeld is dankzij geconcentreerd helder xenon-halogeenlicht. Heeft een fade-out- functie dat wil zeggen dat de helderheid langzaam afneemt zelfs bij een lage restcapaciteit, voor een nog efficiënter gebruik van droge of oplaadbare batterijen. Een vergroting tot 10x met een focus optiek.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEIND-001.78.107
Gezichtsveld	14 mm
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1106624
Categorie dermatoscopen	Dermatoscopen
Gebruikers dermatoscopen	Huisartsen
Soort licht	Niet-gepolariseerd licht
Vergroting	10 x
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk