

## 1533546 - Versatus™-W - I.V. katheter - 14G x 45 mm - oranje - 1 x 50 st



### Beschrijving

**Terumo** Versatus™-W I.V. katheter heeft een ergonomisch ontwerp en zorgt voor comfort, gemak en stabiliteit tijdens het gebruik. De doorzichtige katheter toont toon aan of deze goed is ingebracht. De naaldpunt minimaliseert mogelijk trauma ana het bloedvat tijdens het gebruik.

## Specificaties

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merk</b>                      | Terumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SKU leverancier</b>           | SR+DU1445WX(NIEUWSR+DU1445WD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Samenstelling</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katheter: polyurethaan + BaSO4</li> <li>• Katheterhub met vleugels: polypropyleen + master batch</li> <li>• Canule (interne naald): roestvrij staal</li> <li>• Naaldhub: Copolymeer styreen butadien</li> <li>• Luer-lock cap: polypropyleen</li> <li>• Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen</li> <li>• Behuizing ontluuchtingsfitting: styreen butaan co-polymeer</li> <li>• Protector: polyethyleen</li> </ul> |
| <b>Steriel</b>                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Latex vrij</b>                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Veiligheidsmechanisme</b>     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Debiet</b>                    | 290 milliliter per minute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interne diameter katheter</b> | 1.55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Externe diameter katheter</b> | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>sku</b>                       | 1533546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Afmeting</b>                  | 14G x 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Afmeting in mm</b>            | 2 x 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kleur</b>                     | Oranje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sterilisatie methode</b>      | Ethyleen oxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Europese Regelgeving</b>      | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type verpakking</b>           | Doos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |