

## 1541487 - Herstelkit 3M™ Littmann® Master Classic - zwart - 1 set



### Beschrijving

De onderdelen voor stethoscopen en accessoires worden gebruikt voor eenvoudige reparaties. Elk item wordt zorgvuldig vervaardigd om perfect te passen bij uw 3M™ Littmann® stethoscoop. De stethoscopen onderdelen kit voor de 3M™ Littmann® 3M™ Master Classic II™ bevat een zwarte ring en een instelbaar membraan. De akit bevat ook een paar zwarte, zachte oordopjes.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Solventum
<b>sku</b>	1541487
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Type verpakking</b>	Set