

1501635 - Leukoplast® - 5,2 cm x 9,2 m - 1 x 6 st



Beschrijving

BSN kleefpleister met sterke kleefkracht, is luchtdoorlatend, waterafstotend en is gemakkelijk in gebruik. Geschikt voor het fixeren van verbanden, naalden en sondes.

Specificaties

Merk	BSN
Samenstelling	Linnen
sku	1501635
Kleur	Cream
Maat	5,2 cm x 9,2 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos