

1601704 - Keiser Air250 Seated Chest Press



Beschrijving

De Keiser Air250 Chest Press is zo ontwikkeld dat het de beweging van een standaard bankdruk oefening sterk benadert, maar dan in een veilige zittende houding. De weerstand is tijdens de gehele oefening veranderbaar, door een eenvoudige druk op de knop aan het einde van de handvaten. Doordat de zitting in hoogte instelbaar is, kunnen zowel kleine als lange mensen op dit toestel trainen.

- Nauwelijks schokken voor spieren en gewrichten
- Keiser dynamic variable resistance
- Bilaterale beweging voor symmetrische training
- Grote display met weerstand en herhalingen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 200.7 cm
SKU leverancier	001321BP
Weerstand	0-122 kg
sku	1601704
Kleur	Rood
Type verpakking	Stuk