

## 1622087 - Technicare - Infuuts driewieler voor infuusstaander - 1 st



### Beschrijving

De **Infuuts** van **Technicare** is een stabiele driewieler die eenvoudig is te koppelen aan de Mobilyzer vaste ( [1620406](#)) of verstelbare ( [1620407](#)) infuusstaander.

Dankzij het doordachte ontwerp kunnen kinderen vrij rondrijden zonder dat ouders of verzorgers de infuuspaal hoeven voort te duwen. De infuuslijnen worden veilig over een haak geleid, zodat ze niet in de weg zitten of over de grond slepen. Dit voorkomt ongelukken door vastzittende of brekende draden.

De Infuuts biedt niet alleen fysieke vrijheid, maar draagt ook bij aan het mentale welzijn van kinderen. Ze kunnen zich weer écht kind voelen terwijl ze door de ziekenhuisgangen rijden – zelfs tijdens hun behandeling. Zo wordt een ziekenhuisverblijf net een beetje lichter en zorgelozer.

### Specificaties

<b>Merk</b>	TechniCare
<b>sku</b>	1622087
	Nee
<b>Max. gewicht volwassene</b>	30 kg
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk