

1544084 - Renol multifunctionele riem - 200 cm - 1 st



Beschrijving

Gebruik deze multifunctionele riem met RFY21000 - 21500 - tilband om te voorkomen dat de patiënt rechtop gaat staan en met RFW16100-polsbanden. Optie vereist : 2 sloten+ 1 sleutel

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFM23000
Noodzakelijke opties	2 sloten + 1 sleutel
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Samenstelling	<p>Riembekleding stof: blauwe tissu 100% Polyester (Terylene). Suède geweven stof 105 x 150 D (schering). Materiaal binnenzijde: 3 lagen witte tissu 100% Polyester.</p> <p>Zwarte bandjes 4,8 cm breed: 100% Nylon; 56 ringen: roestvrij staal 304 US; label met info 100% Nylon.</p>
sku	1544084
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Toebehoren voor riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat bevestigingsriem	S-M
Sluiting	Sloten
Soort bevestiging	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk