

## 1573549 - Aërosol Air Pro 3000 Plus - 1 st



### Beschrijving

Vernevelingsapparaat voor professioneel gebruik met een duurzame en krachtige compressor voor intensief gebruik in ziekenhuizen. De aërosol Air Pro 3000 Plus heeft een instelbare flow voor de optimalisatie van behandelparameters.

#### Voordelen

- Zeer stil
- Professionele luchtfilter
- Snelle en effectieve RF7 Dual Speed Plus
- Vernevelaar met ventielsysteem
- Soft touch masker voor volwassenen en kinderen
- Vernevelaarslang 2 m
- Kan worden gebruikt met Rhino Clear neusspoeling ( niet inbegrepen bij levering)

## Specificaties

<b>Merk</b>	flaem_nuova
<b>Normeringen</b>	EN 10993-1, EN 60601-1
<b>MMAD max</b>	2.38 ?m
<b>MMAD min</b>	2.21 ?m
<b>Max. vulvolume</b>	8 ml
<b>Compressor luchtuitvoer</b>	0.29 milliliter per minute
<b>Max. delivery</b>	0.65 milliliter per minute
<b>Min. delivery</b>	0.29 milliliter per minute
<b>sku</b>	1573549
<b>Behandelingsgebied</b>	Onderste luchtwegen
<b>Gebruik aerosol</b>	Intensief
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk