

1606377 - Irrigatie- en aspiratiepeer 5-100 ml - steriel - 30 st



Beschrijving

De bolspuit voor irrigatie en afzuigen, gemaakt van ethyleenvinylacetaat (EVA), heeft een schaalverdeling van 5 tot 100 ml om de hoeveelheid te injecteren en/of urine af te zuigen te bepalen.

om de hoeveelheid oplossing te bepalen die moet worden geïnjecteerd en/of urine moet worden verwijderd. Hij is voorzien van een polyethyleen beschermkap

Deze accessoire is bedoeld voor aansluiting op het proximale uiteinde van vesicale katheters van maat 10 tot 24 fr.

Het is niet bedoeld om op zijn plaats te blijven. Het wordt onmiddellijk verwijderd na de procedure waarvoor het werd gebruikt.

Dit product kan worden gesteriliseerd met ethyleen oxide.

Specificaties

Merk	Vygon
sku	1606377
Steriel	Ja
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos