

1576509 - 3M™ Red Dot™ Elektrode foam basis klevende gel - 20 x 50 st



Beschrijving

3M™ elektroden geïndiceerd voor korte hartbewaking.

Voordelen

- De zelfklevende schuimbandrug en de zelfklevende gel zorgen voor een uitstekend contact met de huid.
- Vloeibare schuimrug.
- 3 dagen te dragen, 30 dagen uit de doos.
- Biedt een goedkoop alternatief voor uw kortetermijnbewakingsbehoeften.

Specificaties

Merk	Solventum
Samenstelling	Schuim
sku	1576509
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Kleur	Beige
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Karton