

1558667 - HEINE velcromanchet + long met 1 slang - kinderen - 13-20 cm - 1 st



Beschrijving

De HEINE herbruikbare Velcro bloeddrukmanchet met lange slang is compatibel met de HEINE G5 en G7 bloeddrukmeters. De stevige Velcro-sluiting zorgt voor een veilige pasvorm, terwijl de duurzame materialen langdurig gebruik garanderen. Ontworpen voor nauwkeurige en comfortabele metingen, voldoet deze manchet aan de MDR 2017/745EU Klasse I normen.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINM-000.09.702
Compatibel met	Heine G5; Heine G7
Bereik armband bloeddrukmeter	13 - 20 cm
sku	1558667
Maat armband	S
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk