

1012242 - Handschoenen Soft Nitril - poedervrij - niet-steriel - wit - XL - 1 x 180 st



Beschrijving

Texa® soft Nitrile is een professionele onderzoekshandschoen met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Geschikt voor niet-steriele medische toepassingen. Ideaal voor gebruikers met latexallergie. Poedervrij. Beschikbaar in lichtblauw of wit in de maten S, M, L en XL.

Specificaties

Merk	Texa
Gepoederd	Nee
Manchetlengte	24 cm
Samenstelling	Soft nitril
Normeringen	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 ASTM F1671 & ISO 16604
sku	1012242
Steriel	Nee
Dikte handpalm	0,08 mm
Dikte vinger	0,10 mm
Kleur	Wit
Kracht tot breekpunt na veroudering	6N
Kracht tot breekpunt voor veroudering	6N
Maat	XL
Type verpakking	Doos