

## 1012242 - Handschoenen Soft Nitril - poedervrij - niet-steriel - wit - XL - 1 x 180 st



### Beschrijving

Texa® soft Nitrile is een professionele onderzoekshandschoen met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Geschikt voor niet-steriele medische toepassingen. Ideaal voor gebruikers met latexallergie. Poedervrij. Beschikbaar in lichtblauw of wit in de maten S, M, L en XL.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Gepoederd</b>	Nee
<b>Manchetlengte</b>	24 cm
<b>Samenstelling</b>	Soft nitril
<b>Normeringen</b>	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 ASTM F1671 & ISO 16604
<b>HACCP-conform</b>	Nee
<b>sku</b>	1012242
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Dikte handpalm</b>	0,08 mm
<b>Dikte vinger</b>	0,10 mm
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Kracht tot breekpunt na veroudering</b>	6N
<b>Kracht tot breekpunt voor veroudering</b>	6N
<b>Maat</b>	XL
<b>Sterilisatie methode</b>	Niet van toepassing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos