

## 1550327 - Glijzeil - met ophanglint - open aan lange zijde - groen - 120 x 75 cm - 1 st



### Beschrijving

De **Fico Tunnelglijlakens** zijn ontwikkeld om dagelijkse verplaatsingen en herpositioneringen in bed aanzienlijk te vergemakkelijken. Dankzij hun **dubbelzijdige lage wrijvingscoëfficiënt** kunnen zorgverleners cliënten **vlot draaien, verplaatsen of herpositioneren** met minimale fysieke inspanning en maximale controle.

#### Voordelen op een rij:

- **Ultraglad materiaal aan binnen- en buitenzijde** vermindert wrijving en fysieke belasting.
- **Tunnelvormige dubbele laag** zorgt voor soepel glijden en optimale gewichtsverdeling.
- **Comfortabel voor de cliënt**, met minder druk en risico op huidbeschadiging.
- **Ergonomisch hulpmiddel** dat het risico op rugklachten bij zorgpersoneel verlaagt.
- **Licht, sterk en wasbaar nylon**, ideaal voor intensief professioneel gebruik.
- **Handig ophanglint** voor snelle droging en efficiënte opslag.

#### Toepassingen:

- Draaien van cliënten in bed (bijvoorbeeld bij verzorging of positionering)
- **Herpositioneren bij decubituspreventie**
- Zijwaartse transfers naar een ander bed, brancard of douchewagen
- Verplaatsingen zonder onnodige pijn of huidirritatie

#### Voor wie?

- Ziekenhuizen en woonzorgcentra
- Thuiszorgorganisaties en revalidatieklinieken
- Fysiotherapeuten en ergotherapeuten
- Professionele zorgverleners die ergonomie en comfort vooropstellen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Samenstelling</b>	Nylon 70 denier, PU silicone coating, 68 g/m <sup>2</sup>
<b>sku</b>	1550327
<b>Kant opening</b>	Dicht aan de lange zijde
<b>Maat</b>	120 x 75 cm
<b>Type verpakking</b>	Stuk