

1000928 - Pro-ophta® - oogkompressen - 5,3 x 6,6 cm - 1 x 50 st



Beschrijving

Het ovale Pro-ophta-oogkompres met hoge vulling en gaaslagen aan beide zijden wordt gebruikt voor postoperatieve oogverzorging of bij letsel aan het buitenste oog.

Het oogkompres is aan de zijkanten open en heeft een hoog absorptievermogen. De kern bestaat uit katoenwol van oogheelkundige kwaliteit en de buitenlagen zijn gemaakt van 100% katoenen gaas met een draaddichtheid van 28.

Het kan ook worden gebruikt om geneesmiddelen op de ogen aan te brengen.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	Binnenkant: watten Buitenkant: aan beide zijden bekleed met katoenen gaas, 100 % katoen, met ovale uitsparingen
sku	1000928
Aantal per verpakking	1 x 50 st
Maat	5,3 x 6,6 cm
Type verpakking	Doos