

1611022 - Tunturi kop voor massagepistool - 1 st



Beschrijving

De Warm-Koud Kop voor de Tunturi Massage Gun is ideaal voor het toepassen van warmte- en koudetherapie. Gebruik deze kop ter vervanging van een verwarmende gel op stijve spieren of het leggen van een zak ijs op een zwelling. Temperatuurverschillen kunnen pijnklachten verlichten. Dit opzetstuk is compatibel met massage guns van Tunturi en andere merken, zoals Northgun, Rockerz Fitness, Sanbo en MusclePro.

De warmtetherapie activeert spieren, versnelt herstel en verlicht pijn. De koudetherapie vermindert zwellingen, blessures en ontstekingen. Met de twee knoppen op de kop – rood voor warmte en blauw voor kou – kun je de gewenste therapie selecteren. De kop heeft twee temperatuurstanden: 40°C of 45°C voor warmte, en 20°C of 15°C voor kou, aangegeven door een LED-indicator.

Het opzetstuk is oplaadbaar via USB-C en biedt gebruikstijden van 2,5 uur bij verwarmen op niveau 1 en 1 uur bij koelen op niveau 1. Het apparaat schakelt automatisch uit na 15 minuten voor veiligheid.

Specificaties

Merk	Tunturi
Product afmetingen	B 4.5 cm, H 9.1 cm, L 4.5 cm
sku	1611022
Normeringen	EN-957
Voeding	Herlaadbare batterijen
Type verpakking	Stuk