

1012628 - PROLENE™ hechtdraad 5/0 - 15 mm - 45 cm - 8635H - 1 st



Beschrijving

PROLENE™ hechtdraad (geverfd of ongeverfd) is een niet-absorbeerbare, steriele hechtdraad voor chirurgisch gebruik, samengesteld uit een isotactisch kristallijn stereoïsoomeer van polypropyleen, een synthetische lineaire polyolefine. De geverfde hechtdraad is blauw gepigmenteerd om de zichtbaarheid te vergroten.

Voordelen

- Monofilament
- Synthetisch

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	ETHI8635H
Samenstelling	Polypropyleen
sku	1012628
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Nee
Lengte draad	45 cm
Soortgelijke producten	Ja
Dikte draad	5/0
Naald lengte	15 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Stuk