

## 1601712 - Keiser Air250 Abdominal



### Beschrijving

De Keiser Air250 Abominal biedt een essentiële en populaire oefening. Maar weinig machines kunnen de beweging en effectiviteit van de Keiser Air250 Abdominal evenaren. Het geheim van Keiser is het creëren van een buikspieroefening, zonder dat daarbij ook de heupspiers worden gebruikt. De in hoogte verstelbare zitting en de comfortabele borstkussens zorgen voor het verkrijgen van een correcte positie.

- Nauwelijks schokken voor spieren en gewrichten
- Keiser dynamic variable resistance
- Bilaterale beweging voor symmetrische training
- Grote display met weerstand en herhalingen

### Specificaties

<b>Merk</b>	Keiser
<b>Product afmetingen</b>	H 119.4 cm
<b>SKU leverancier</b>	002721BP
<b>Weerstand</b>	0-125 kg
<b>sku</b>	1601712
<b>Type verpakking</b>	Stuk