

1021903 - Handschoenen Soft Nitril - poedervrij - niet-steriel - wit - L - 1 x 200 st



Beschrijving

Texa® soft Nitrile is een professionele onderzoekshandschoen met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Geschikt voor niet-steriele medische toepassingen. Ideaal voor gebruikers met latexallergie. Poedervrij. Beschikbaar in lichtblauw of wit in de maten S, M, L en XL.

Specificaties

Merk	Texa
Gepoederd	Nee
Manchetlengte	24 cm
Samenstelling	Soft nitril
Normeringen	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 ASTM F1671 & ISO 16604
HACCP-conform	Nee
sku	1021903
Steriel	Nee
Dikte handpalm	0,08 mm
Dikte vinger	0,10 mm
Kleur	Wit
Kracht tot breekpunt na veroudering	6N
Kracht tot breekpunt voor veroudering	6N
Maat	L
Sterilisatie methode	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos