

1554402 - CARE Telis - ergometer



Beschrijving

Door zijn stalen structuur biedt de ergometer een grote stabiliteit en een lange levensduur. De poly-V riem zorgt voor een constante transmissie in een permanent spansysteem. De ergometer heeft een elektromagnetisch weerstandssysteem met 32 niveaus, een inertiemassa van 12 kg en 24 trainingsprogramma's.

De Telis ergometer wordt ongemonteerd geleverd.

Specificaties

Merk	Care Fitness
sku	1554402
Type verpakking	Stuk