

1607603 - Surflo™-WP - I.V. katheter - 22G x 25 mm - blauw - 1 x 50 st



Beschrijving

Terumo Surflo™-WP I.V. katheter met vleugels en poort zijn gemaakt van hoogwaardige medische kwaliteit.

Het ontwerp voorziet comfort en stabiliteit tijdens de inbreng, de opaque katheter toont aan dat de katheter juist is ingebracht.

De naald is gesteriliseerd door middel van ethyleen oxide.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DM2225PX(NIEUWSR+DM2225PD)
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> • Katheter: FEP + BaSO₄ • Katheterhub met vleugels: polypropyleen • Afdichtpen: polyoxymethyleen • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: Copolymeer styreen butadien • Luer-lock dop: polypropyleen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluuchtingsfitting: butaan styreen co-polymeer • Poort afsluiting: polypropyleen • Injectiepoortklep: silicone rubber • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
sku	1607603
Veiligheidsnaald	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
Debiet	42 milliliter per minute
Externe diameter katheter	0.9 mm
Interne diameter katheter	0.65 mm
Afmeting	22G x 25 mm
Afmeting in mm	0,9 x 25 mm
Externe diameter	22G x 0,90 mm
Kleur	Blauw
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos