

## 1554276 - LokomatPro



### Beschrijving

Intensieve functionele locomotorische revalidatie met “augmented feedback.” Ontworpen voor gangrevalidatie van patiënten met een beroerte, dwarslaesie, hoofdtrauma, multiple sclerose of neurologische aandoeningen.

De Lokomat® Pro, een gerobotiseerde en functionele training van het gangpatroon. Het dekt de individuele behoeften van patiënten, therapeuten en clinici.

#### Kenmerken

- Lokomat® biedt aan patiënten effectieve en motiverende repetitieve loopvaardigheidstraining.
- De patiënt krijgt visuele/auditieve/somato- sensorische informatie tijdens het stappen op een loopband, wat een belangrijke factor is bij het opnieuw leren stappen
- De Lokomat® zorgt voor langere reguliere sessies, verhoogde, progressieve en geïndividualiseerde herhalingen
- De Lokomat® verlicht het therapeutische team van een belastende fysieke werklast
- De Lokomat® biedt robotassistentie die kan worden aangepast en gesynchroniseerd met wijzigingen in snelheid van loopband en Robot orthese
- De Lokomat® biedt een breed scala aan indicaties (beroerte, MS, dwarslaesie, TC, BMI, Parkinson of andere neurologische aandoeningen...)
- Afwisselende belasting en Bodyweight support tijdens
- fysiologische loopcycli voor een optimale activering van plasticiteitsprocessen
- Het touchscreen geeft de therapeut eenvoudig toegang tot bediening en programmering
- De continue rapportering biedt continue monitoring en meting van motorische functies om de voortgang van revalidatie bij te houden en de vaardigheden van de patiënt nauwkeurig te kwantificeren en kwalificeren.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Hocoma
<b>sku</b>	1554276
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk