

1561465 - Tork Premium mini alcoholgel voor de handen - S2 - 6 x 475 ml



Beschrijving

Voorkom infecties met de zeer effectieve **Tork** Alcohol Gel voor handdesinfectie. Het bevat 80% gedenatureerde alcohol (w/w) en hoeft niet te worden afgespoeld. Ontsmet en desinfecteert de handen snel. Dit is onze meest effectieve desinfecterende gel, speciaal ontwikkeld voor regelmatig gebruik zonder plakkerige resten. Ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten. Geschikt voor de mini vloeibare zeep dispensers, die eenvoudig te gebruiken zijn en aan alle gebruikers een goede handhygiëne bieden.

Specificaties

| | |
|-------------------------|--|
| Merk | Tork |
| SKU leverancier | 420102 |
| Ingrediënten | Alcohol Denat. 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30, Alkyl, Acrylate, Crosspolymer, Aminomethyl Propanol |
| sku | 1561465 |
| Geur | Alcohol geur |
| Inhoud | 475 ml |
| Kleur | Transparant |
| Kwaliteitsniveau | Premium |
| Productvorm | Gel |
| Systeem | S2 - Vloeibare zeep systeem klein |
| Type verpakking | Karton |