

1621995 - Foley 2-wegs verblijfsondes - met ballon - 20 ml - silicone - Ch18 - 40 cm - 1 x 10 st



Beschrijving

De **siliconen ballonkatheter type Foley van Dahlhausen** is een hoogwaardige, steriele wegwerpkatheter voor veilige urineafvoer en postoperatieve drainage. Gemaakt van 100% medisch siliconen, biedt hij optimale biocompatibiliteit en vermindert hij het risico op irritatie en infectie – ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, woonzorgcentra en revalidatiecentra.

Belangrijkste kenmerken:

- **Tweekanaals ontwerp (Foley-type)** met ballon voor veilige fixatie in de blaas
- **Luer-compatibel ventiel** voor eenvoudige ballonvulling met standaardspuiten
- **Hoogwaardig siliconenmateriaal** voor langdurige katheterisatie en maximaal comfort
- **Latexvrij & transparant** – geschikt voor patiënten met allergieën
- **Atraumatische kathetertip** voor pijnloos en veilig inbrengen

Toepassingsgebieden:

- Postoperatieve blaasdrainage
- Langdurige of intermitterende katheterisatie
- Urologische en geriatrische zorg
- Ambulante en intramurale verpleging

Kies voor veiligheid, comfort en kwaliteit – met de siliconen ballonkatheter type Foley voor professioneel urologisch gebruik.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Product afmetingen	L 40 cm
Samenstelling	Silicone
sku	1621995
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Lengte sonde	40 cm
Diameter sonde	Ch 18
Geslacht	Unisex
Kleur	Rood
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos