

1560594 - ITENSIC - Hip Abductor



Beschrijving

Itensic apparaten zorgen voor de activatie van de diepe rugspieren, die vaak moeilijk te trainen zijn. Itensic training zorgt voor kracht, uithoudingsvermogen en stabiliteit van het lichaam.

In tegenstelling tot conventionele bodybuilding apparatuur, is er met Itensic geen compensatie! De weerstand van de belasting wordt aangepast aan het lichaamsgewicht via zeven verschillende aanpassingsopties.

Kenmerken

- Diepe spiertraining zonder compensatie
- Geen extra belasting vereist
- De hoek van de zitpositie bepaalt de intensiteit van de belasting
- Concept met 5 apparaten voor het trainen van de rompspieren
- Weinig instellingen en gemakkelijke en directe toegang
- Heupabductoren
- Het aanpassen van de kanteling waardoor de belastingsweerstand op basis van lichaamsgewicht wordt verhoogd via zeven verschillende stappen

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1560594
Max. gewicht volwassene	130 kg
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk