

1540118 - Isolerende beker ThermoVital - blauw - 200 ml - 1 st



Beschrijving

Variante van de Thermo 205, maar met 2 handvatten. Speciale vormgeving binnenin, waardoor het drinken vergemakkelijkt. Hij werkt als een neusbeker en de aanpassing is onzichtbaar. Tevens maakt het niet uit langs welke kant men drinkt. Bovendien is de beker dubbelwandig, met goede isolerende eigenschappen.

Specificaties

Samenstelling	Polypropyleen
Deksel	Nee
Handvat	Ja
Isolerende beker	Ja
Schaalaanduiding	Nee
sku	1540118
Inhoud	200 ml
Kleur	Blauw
Vorm	Trechtervorm
Type verpakking	Stuk