

## 1533528 - Tussenstuk manchet LymphAssist arm - 78 cm - 1 st



### Beschrijving

De hoogtechnologische manchetten van **Huntleigh** met 12 luchtkamers hebben overlappende interne kamers. Dit ontwerp zorgt voor een effectievere behandeling en elimineert eventuele interne drukverschillen. Inzetstukken kunnen worden gebruikt voor grotere ledematen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Huntleigh
<b>Extra breedte schouder</b>	17 cm
<b>Extra breedte hand</b>	13 cm
<b>sku</b>	1533528
<b>Ledemaat</b>	Arm
<b>Lengte</b>	78 cm
<b>Type accessoire</b>	Tussenstuk manchet
<b>Type toestel</b>	LymphAssist
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk