

1600880 - Non contact thermometer NT13B



Beschrijving

De iHealth ThermoPro (NT13B) heeft 2 ingebouwde sensoren. Waaronder een ultragevoelige infraroodsensor die de door het voorhoofd uitgestraalde infraroodenergie meet. Daarnaast is er een afstandssensor die ervoor zorgt dat er niet meer dan 3 cm van het voorhoofd wordt gemeten om fouten te voorkomen.

Deze thermometer kan worden geïntegreerd in applicaties van derden met iHealth SDK. Metingen worden niet gesynchroniseerd met iHealth MyVitals App. Inclusief twee AAA batterijen.

Specificaties

Merk	ihealth
Geheugen	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
Digitaal	Ja
Infrarood	Ja
Contactloos	Ja
sku	1600880
Meetsnelheid	1 sec
Type thermometer	Non-contact thermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk