

1543486 - HK 49 verwarmingskussen buik/rug - 100 W - 1 st



Beschrijving

Verwarmingskussen voor je buik/rug met een extra zacht ademend oppervlak en brede elastische band zorgt voor een aangenaam draagcomfort en een gemakkelijke bevestiging. Met 3 temperatuurstanden en een **Beurer** veiligheidssysteem en een automatische uitschakeling na 90 minuten. De schakelaar kan verwijderd worden, het zachte fleece materiaal mag in de wasmachine tot 30°.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 28 cm, L 69 cm
SKU leverancier	21314
Vermogen	100 W
Machine wasbaar	Ja
Ademend	Ja
Snelle verwarming	Ja
Hoes inclusief	Nee
Wasbare hoes	Nee
Beveiligingssysteem	Ja
Temperatuurniveaus	3
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543486
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk