

1601560 - Kardiomed 540 Cross Walk - 1 st



Beschrijving

Kardiomed 540 Cross Walk met moderne frame in wit aluminium en een stijlvolle behuizing in antraciet grijs biedt geavanceerde functies voor een veelzijdige workout.

Belangrijkste kenmerken:

- Geen externe stroomvoorziening nodig
- Afmetingen: 200 x 65 x 169 cm
- Geïntegreerde trainingsprogramma's voor variatie in je workouts
- Duurzaam en helder 7-inch touchscreen display
- Storingvrije Polar® hybride hartslagweergave met automatische koppeling (5 kHz en Bluetooth Low Energy)
- Laag loopvlak van ongeveer 17 cm voor eenvoudig op- en afstappen
- Voor- en achterwaartse beweging met een staplengte van 43 cm
- Grote, antislip voetpedalen voor stabiliteit
- Toerentalbegrenzing voor extra veiligheid
- Trainingsprogramma's omvatten: Quickstart, Watt (tijdtraining) en Pulstraining

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1601560
Gewicht	101 kg
Max. gewicht volwassene	150 kg
Type verpakking	Stuk