

1101303 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter ds65 - 1 slang - velcromanchet - etui - 1 st



Beschrijving

De Durashock DS 65 is een professionele manuele bloeddrukmeter met centrale drukknop, bruikbaar voor zowel links- als rechtshandigen. Deze bloeddrukmeter van **Welch Allyn** wordt geleverd met een latexvrije tweedelige manchet en een opbergetui. De Durashockmeter is schokresistent, bestand tegen een valimpact van 70 cm.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1101303
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk